

Стерилна батерия за хирургична отвертка MatrixPRO™

Инструкции за употреба (НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО СТЕРИЛНАТА БАТЕРИЯ)

Стерилна батерия за хирургична отвертка MatrixPRO™ (05.000.021S)

Описание и показания:

Батериите са за ползване с хирургична отвертка MatrixPRO на DePuy Synthes. Моля, вижте инструкциите за хирургичната отвертка MatrixPRO за пълно описание на употребата на батерията с хирургична отвертка MatrixPRO (05.000.020).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Да не се използва повторно, да не се мие, да не се стерилизира или автоклавира
- Батерията да не се нагрява над 176°F/ 80°C

Внимание:

- Избягвайте да поставяте батерията върху метални повърхности с контактите, сочещи надолу.
- Унищожавайте батерията съгласно политиката на болницата или местните закони.

Инструкции за употреба 05.000.021S – стерилна батерия за хирургична отвертка MatrixPRO (само за еднократна употреба - да не се стерилизира повторно)

Акумулаторната батерия е стерилизирана чрез метод с гама радиация. Извадете акумулаторната батерия от торбичките (вътрешната и външната) съгласно протокола на болницата и приложете процедури за асептичен трансфер. Преди използване проверете визуално торбичките за признаци на повреда. Ако по торбичките има признаци за повреда, НЕ използвайте акумулаторната батерия. Няма одобрен метод за повторно стерилизиране на батерията.

За да инсталирате **стерилната батерия за хирургична отвертка MatrixPRO**, ориентирайте черната стрелка на батерията спрямо бялата стрелка върху отвертката. Вкарайте докрай батерията в пръстена за монтирането ѝ, докато езичетата „щракнат“, и заключат батерията фиксирана на място. Внимателно дръпнете батерията, за да потвърдите, че е заключена на място.

Натиснете и задръжте (за минимум 1 секунда) един от бутоните, за да стартирате самопроверката на отвертката и включване на захранването за режим на готовност. Двигателят на отвертката трябва да сработи около 3-5 секунди след завършване на самопроверката.

Вижте инструкциите за употреба на хирургичната отвертка MatrixPRO на DePuy Synthes за пълни инструкции за експлоатация.





УНИЩОЖАВАНЕ

Унищожаването на отпадъците трябва да бъде в съответствие с приложимите държавни, областни и местни регламенти.

Отстраняване на неизправности:

Проблем	Решение
Хирургичната отвертка спира по време на работа и не се рестартира с натиснат бутон	Батерията е изчерпана. Използвайте нова батерия.
Хирургичната отвертка не се включва	<ul style="list-style-type: none">• Потвърдете, че проверката за самодиагностика е приключила успешно, което се указва с постоянна светлина под подложката на бутона.• Ако проблемът продължава, извадете батерията и я заменете с нова (неизползвана) батерия. Оставете проверката за самодиагностика да приключи успешно, което се указва с постоянна светлина под бутоните.• Ако проблемът продължава, не използвайте хирургичната отвертка MatrixPRO – върнете я на DePuy Synthes за ремонт или замяна.

СИМВОЛИ

	Производител/дата на производство		Срок на годност
V	Волтове	DC	Прав ток
	Каталожен номер		Партиден код

Стерилна батерия за хирургична отвертка MatrixPRO™
Инструкции за употреба (НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО СТЕРИЛНАТА БАТЕРИЯ)

	Стерилизирано с радиация		Количество
	Да НЕ СЕ използва повторно		Да не се автоклавира
	Разделно събиране		Да НЕ СЕ изгаря
	Да не се потапя		Стрелка за центриране на батерията и хирургичната отвертка
	Отговаря на европейската Директива за медицинските изделия		

Технически спецификации:

Номер на продукта: 05.000.021S

Класификация: Самостоятелен източник на електрическо захранване. Отговаря на IEC 60601-1:2005/A1:2012, издание 3.1 (3-то издание + Изменение 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 № 60601-1:14.

Характеристики на мощността: 8V, 550mAh

Тип: основна (без презареждане), литиево-метална

Химия: литий-никел-кобалтов оксид

Работни условия: от 50°F до 95°F (от 10°C до 35°C): от 20% до 75% относителна влажност без кондензат, от 70 kPa до 106 kPa, само за употреба на закрито

Работна надморска височина: макс. 3000 m

Условия за транспортиране и съхранение: от -4°F до 140°F (от -20°C до 60°C): от 5% до 95% относителна влажност без кондензат, от 47 kPa до 106 kPa, само за употреба на закрито.

Федералните закони (на САЩ) ограничават продажбата на това устройство от или по поръчка на лекар.

Разпространява се от DePuy Synthes:

Произведено от Pro-Dex:

Упълномощен представител



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Телефон: (719) 481-5300
 За поръчки: (800) 523-0322
 Факс: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Швейцария
 Телефон: +41 61 965 61 11
 Факс: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Телефон: (800) 562 6204
 Факс: (949) 769-3281

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, Обединеното кралство
 +44(0)1793 784 113