

# Sterilní baterie šroubováku MatrixPRO™

## Návod k použití (STERILNÍ BATERII NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ)

### Depuy Synthes MatrixPRO™ Baterie šroubováku - sterilní (05.000.021S)

#### Popis a indikace:

Baterie jsou určeny pro použití se šroubovákem Depuy Synthes MatrixPRO. Úplné pokyny s popisem použití baterie se šroubovákem MatrixPRO (05.000.020) naleznete v návodu šroubováku MatrixPRO.

#### VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte opakovaně, nemyjte, nesterilizujte, neošetřujte v autoklávu.
- Nevystavujte baterii teplotám vyšším než 80 °C (176 °F).

#### Upozornění:

- Nepokládejte baterie kontakty dolů na kovové povrchy.
- Baterie likvidujte v souladu s předpisy nemocnice a místními zákony.

#### Návod k použití 05.000.021S – Baterie šroubováku MatrixPRO - sterilní (pouze na jedno použití - opakovaně nesterilizujte)

Balení baterií bylo sterilizováno ozařováním gama paprsky. Vyjměte modul baterií z obalu (vnitřního a vnějšího) podle protokolu nemocnice a dodržujte přítom aseptický postup přenosu. Před použitím vizuálně zkontrolujte balení, zda není poškozené. Pokud obaly jeví známky poškození, modul baterie NEPOUŽÍVEJTE. Neexistuje žádná schválená metoda opětovné sterilizace baterie.

Při vkládání **sterilní baterie šroubováku** MatrixPRO vyrovnejte černou šipku na baterii s bílou šipkou na šroubováku. Pevně vložte baterii do prstence na baterii, dokud úchytky necvaknou a nezajistí baterii na místě. Opatrně zatlačte na baterii, abyste ověřili, že je zajištěna na místě.

Stiskněte a přidržte (alespoň 1 sekundu) jedno z tlačítek, abyste spustili automatickou kontrolu šroubováku a jeho zapnutí do režimu provozu. Motor šroubováku by měl fungovat ihned po dokončení kontroly za přibližně 3-5 sekund.

Úplné pokyny pro použití šroubováku DePuy Synthes MatrixPRO najdete v jeho návodu k použití.







#### LIKVIDACE

Likvidace odpadu musí probíhat v souladu s platnými místními předpisy.

#### Odstraňování problémů:

Problém	Řešení
Šroubovák se zastaví během provozu a při stisknutí tlačítka se znovu nespustí.	Baterie je vybitá. Použijte novou baterii.
Šroubovák nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ověřte, že byla autodiagnostická kontrola úspěšně dokončena, což je indikováno svítícím světlem pod tlačítky.</li><li>• Pokud problém přetrvává, vyjměte baterii a vyměňte za novou (nepoužitou) baterii. Počkejte na úspěšné dokončení autodiagnostické kontroly, což je indikováno svítícím světlem pod tlačítky.</li><li>• Pokud problém přetrvává, <b>šroubovák MatrixPRO nepoužívejte</b> – vraťte šroubovák společnosti DePuy Synthes k opravě nebo výměně.</li></ul>

#### SYMBOLY

	Výrobce / datum výroby		Spotřebujte do
V	Volty	DC	Stejnoseměrný proud
	Katalogové číslo		Kód dávky
	Sterilizováno ozářením		Množství

**Sterilní baterie šroubováku MatrixPRO™**  
**Návod k použití (STERILNÍ BATERII NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ)**

	NEPOUŽÍVEJTE opakovaně		Nesterilizujte v autoklávu
	Oddělený sběr		NELIKVIDUJTE spalováním
	Neponořujte		Šipka vyrovnání baterie / šroubováku
	Splňuje požadavky evropské směrnice o zdravotnických prostředcích		

**Technické údaje:**

**Číslo výrobku:** 05.000.021S

**Klasifikace:** Izolovaný zdroj elektrického napájení. Splňuje požadavky IEC 60601-1:2005/A1:2012, 3.1 (3. vydání + dodatek 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

**Jmenovitý výkon:** 8 V, 550 mAh

**Typ:** Primární (nenabíjecí), kovové lithiové

**Chemické složení:** Oxid lithia, niklu a kobaltu

**Provozní podmínky:** 10 až 35 °C (50 až 95 °F) 20 až 75% relativní vlhkost (nekondenzující), 70 kPa až 106 kPa, pouze použití v interiéru

**Provozní nadmořská výška:** max. 3000 m

**Podmínky při přepravě a skladování:** -20 až 60 °C (-4 až 140 °F) 5 až 95% relativní vlhkost (nekondenzující), 47 kPa až 106 kPa, pouze použití v interiéru

**Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto prostředku pouze lékaři nebo na lékařský předpis.**

Distribuuje společnost DePuy  
Synthes:



**Synthes USA, LLC**  
 1101 Synthes Avenue  
 Monument, CO 80132  
 Telefon: (719) 481-5300  
 Objednávky: (800) 523-0322  
 Fax: (800) 796-8437

**Synthes GmbH**  
 Eimattstrasse 3  
 4436 Oberdorf  
 Švýcarsko  
 Telefon: +41 61 965 61 11  
 Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)

Vyrobeno pro Pro-Dex:



**Pro-Dex, Inc.**  
 2361 McGaw Ave.  
 Irvine, CA 92614  
 Telefon: (800) 562 6204  
 Fax: (949) 769-3281

Autorizovaný zástupce

**European Compliance Services**  
 Greyfriars Court  
 Paradise Square  
 Oxford, OX11BE, UK  
 +44(0)1793 784 113