

# MatrixPRO™ sterile Schraubenzieherbatterie

## Gebrauchsanleitung (DIE STERILE BATTERIE NICHT WIEDERVERWENDEN)

DePuy Synthes MatrixPRO™ Schraubenzieherbatterie – Steril (05.000.021S)

### Beschreibungen & Indikationen:

Die Batterien sind für die Verwendung mit dem DePuy Synthes MatrixPRO Schraubenzieher bestimmt. Eine vollständige Beschreibung der Verwendung der Batterie mit dem MatrixPRO Schraubenzieher (05.000.020) finden Sie in der Anleitung für den MatrixPRO Schraubenzieher.

### WARNHINWEISE:

- Nicht wiederverwenden, reinigen, sterilisieren oder autoklavieren
- Batterie nicht über 80 °C (176 °F) erhitzen

### Achtung:

- Vermeiden, die Batterie mit Kontakten nach unten auf Metallflächen zu legen.
- Batterie gemäß Krankenhausrichtlinie oder lokalen Gesetzen entsorgen.

### Gebrauchsanleitung 05.000.021S – MatrixPRO Schraubenzieherbatterie – Steril (Nur für den Einmalgebrauch – Nicht erneut sterilisieren)

Der Batteriesatz wurde unter Verwendung der Gammabestrahlungsmethode sterilisiert. Batteriesatz gemäß Krankenhausprotokoll aus den Beuteln (innerer und äußerer) nehmen und aseptische Transferverfahren anwenden. Beutel vor Gebrauch visuell auf Anzeichen von Schäden prüfen. Falls Beutel Anzeichen von Schäden zeigen, Batteriesatz NICHT verwenden. Es gibt keine zugelassene Methode für das erneute Sterilisieren der Batterie.

Zur Installation der **MatrixPRO Schraubenzieherbatterie – Steril** schwarzen Pfeil auf der Batterie mit dem weißen Pfeil auf dem Schraubenzieher ausrichten. Die Batterie fest auf den Batteriemontagering stecken, bis die Lasche „klickt“ und die Batterie fest verriegelt. Vorsichtig an der Batterie ziehen, um zu überprüfen, dass sie verriegelt ist.

Eine der Tasten gedrückt halten (mind. 1 Sekunde lang), um die Selbstprüfung des Schraubenziehers zu initiieren und ihn in den Bereitschaftsmodus zu schalten. Der Schraubenziehermotor sollte funktionsfähig sein, wenn die Selbstprüfung nach ca. 3 bis 5 Sekunden abgeschlossen ist.

Eine vollständige Gebrauchsanleitung ist in der Anleitung für den DePuy Synthes MatrixPRO Schraubenzieher zu finden.



### ENTSORGUNG

Die Abfallentsorgung muss gemäß den geltenden staatlichen, bundesstaatlichen und lokalen Bestimmungen erfolgen.

### Fehlerbehebung:

Problem	Lösung
Schraubenzieher stoppt während des Betriebs und startet bei gedrückter Taste nicht erneut	Batterie ist leer. Frische Batterie verwenden.
Schraubenzieher schaltet sich nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen, ob die Selbstdiagnoseprüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, was durch das ständige Leuchten des Lämpchens unter dem Tastenfeld angezeigt wird.</li> <li>• Falls das Problem weiterhin besteht, Batterie herausnehmen und durch eine neue (ungebrauchte) Batterie ersetzen. Selbstdiagnose durchführen. Ein erfolgreicher Abschluss wird durch ständiges Leuchten des Lämpchens unter den Tasten angezeigt.</li> <li>• Falls das Problem weiterhin besteht, <b>MatrixPRO Schraubenzieher nicht verwenden</b> – Schraubenzieher an DePuy Synthes zur Reparatur oder zum Austausch zurückschicken.</li> </ul>

### SYMBOLE

	Hersteller/Herstellungsdatum		Verwendung bis
V	Volt	DC	Gleichstrom
<b>REF</b>	Katalognummer	<b>LOT</b>	Chargencode

**MatrixPRO™ sterile Schraubenzieherbatterie**  
**Gebrauchsanleitung (DIE STERILE BATTERIE NICHT WIEDERVERWENDEN)**

	Mithilfe von Bestrahlung sterilisiert		Menge
	<b>NICHT</b> wiederverwenden		Nicht autoklavieren
	Getrennte Sammlung		<b>NICHT</b> verbrennen
	Nicht eintauchen		Batterie-/Schraubenzieher-Ausrichtungspfeil
	Entspricht der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie		

**Technische Daten:**

**Produktnummer:** 05.000.021S

**Klassifizierung:** Eigenständige elektrische Stromquelle. Entspricht IEC 60601-1:2005/A1:2012, 3.1 Edition (3. Ausgabe + Änderung 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

**Nennleistung:** 8 V, 550 mAh

**Typ:** Primär (nicht aufladbar), Lithium-Metall

**Chemie:** Lithium-Nickel-Kobalt-Oxid

**Betriebsbedingungen:** 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F): 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, 70 kPa bis 106 kPa, Verwendung nur in Innenräumen.

**Einsatzhöhe über N.N.:** max. 3.000 m

**Versand- und Lagerbedingungen:** -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F): 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, 47 kPa bis 106 kPa, Verwendung nur in Innenräumen.

**Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.**

Vertrieb durch DePuy Synthes:



**Synthes USA, LLC**  
 1101 Synthes Avenue  
 Monument, CO 80132  
 Telefon: (719) 481-5300  
 Bestellung: (800) 523-0322  
 Fax: (800) 796-8437

**Synthes GmbH**  
 Eimattstrasse 3  
 4436 Oberdorf  
 Schweiz  
 Telefon: +41 61 965 61 11  
 Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)

Herstellung durch Pro-Dex:



**Pro-Dex, Inc.**  
 2361 McGaw Ave.  
 Irvine, CA 92614  
 Telefon: (800) 562 6204  
 Fax: (949) 769-3281

Autorisierter Vertreter

**European Compliance Services**  
 Greyfriars Court  
 Paradise Square  
 Oxford, OX11BE, GB  
 +44(0)1793 784 113