

# Αποστειρωμένη μπαταρία κατσαβιδιού MatrixPRO™ Οδηγίες χρήσης (ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

Αποστειρωμένη Μπαταρία του κατσαβιδιού MatrixPRO™ της Depuy Synthes (05.000.0215)

## Περιγραφή και ενδείξεις:

Οι μπαταρίες προορίζονται για χρήση με το κατσαβίδι MatrixPRO της Depuy Synthes. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του κατσαβιδιού MatrixPRO για μια πλήρη περιγραφή της χρήσης της μπαταρίας με το κατσαβίδι MatrixPRO (05.000.020).

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Μην επαναχρησιμοποιείτε, μην πλένετε, μην αποστειρώνετε και μην τοποθετείτε το προϊόν σε αυτόκαυστο
- Μην θερμαίνετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία άνω των 176 °F/ 80 °C

## Δηλώσεις προσοχής:

- Αποφεύγετε να τοποθετείτε τη μπαταρία με τους ακροδέκτες στραμμένους προς τα κάτω επί μεταλλικών επιφανειών.
- Να απορρίπτετε τη μπαταρία σύμφωνα με την πολιτική του νοσοκομείου ή την τοπική νομοθεσία.

## Οδηγίες χρήσης 05.000.0215 – Αποστειρωμένη Μπαταρία του κατσαβιδιού MatrixPRO (Για μία χρήση μόνο - Μην επαναστερώνετε)

Η συστοιχία μπαταριών έχει αποστειρωθεί με τη μέθοδο ακτινοβολήσης με ακτινοβολία γ. Να αφαιρείτε τη συστοιχία μπαταριών από τις θήκες (εσωτερικές και εξωτερικές) σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου και να εφαρμόζετε διαδικασίες άσηπτης μεταφοράς. Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε οπτικά τις θήκες για σημάδια ζημιάς. Εάν οι θήκες εμφανίζουν σημάδια ζημιάς, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συστοιχία μπαταριών. Δεν υπάρχει εγκεκριμένη μέθοδος επαναποστείρωσης της μπαταρίας.

Για την τοποθέτηση της **Αποστειρωμένης Μπαταρίας του κατσαβιδιού MatrixPRO**, προσανατολίστε το μαύρο βέλος που βρίσκεται πάνω στη μπαταρία σε αντιστοιχία με το λευκό βέλος πάνω στο κατσαβίδι. Τοποθετήστε σταθερά τη μπαταρία πάνω στον δακτύλιο στήριξης της μπαταρίας μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ» από τα γλωσσίδια ως ένδειξη ότι η μπαταρία έχει κλειδώσει με ασφάλεια στη θέση της. Τραβήξτε τη μπαταρία μαλακά για να βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει στη θέση της.

Ωθήστε και κρατήστε πατημένο (για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο) ένα από τα μπουτόν για την εκκίνηση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου του κατσαβιδιού και την ενεργοποίηση για τη λειτουργία σε ετοιμότητα. Ο κινητήρας του κατσαβιδιού θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθεί ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος σε περίπου 3-5 δευτερόλεπτα.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατσαβιδιού MatrixPRO της DePuy Synthes για πλήρεις οδηγίες λειτουργίας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η απόρριψη αποβλήτων πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Πρόβλημα	Λύση
Το κατσαβίδι σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και δεν επανεκκινείται η λειτουργία του όταν πιέζεται το μπουτόν	Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Χρησιμοποιήστε καινούργια μπαταρία.
Το κατσαβίδι δεν ενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none"><li>• Βεβαιωθείτε ότι ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, όπως υποδεικνύεται από τη σταθερά αναμμένη λυχνία κάτω από τον πίνακα των μπουτόν.</li><li>• Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αντικαταστήστε τη με μια καινούργια (αχρησιμοποίητη). Αφήστε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο να ολοκληρωθεί με επιτυχία, όπως υποδεικνύεται από τη σταθερά αναμμένη λυχνία κάτω από τα μπουτόν.</li><li>• Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, <b>μη χρησιμοποιήσετε το MatrixPRO</b> – επιστρέψτε το κατσαβίδι στη DePuy Synthes για επισκευή ή αντικατάσταση.</li></ul>

**Αποστειρωμένη μπαταρία κατασβιδιού MatrixPRO™**  
**Οδηγίες χρήσης (ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)**

**ΣΥΜΒΟΛΑ**

	Κατασκευαστής/Ημερομηνία παραγωγής		Χρήση έως
V	Volt	DC	Συνεχές ρεύμα
	Αριθμός καταλόγου		Κωδικός παρτίδας
	Αποστειρωμένο με ακτινοβόληση		Ποσότητα
	<b>ΜΗΝ</b> επαναχρησιμοποιείτε		Μη χρησιμοποιείτε αυτόκαυτο
	Διαχωρισμός συλλογής		ΜΗΝ αποτεφρώνετε
	Μην εμβαπτίζετε		Βέλος ευθυγράμμισης μπαταρίας/κατασβιδιού
	Συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα		

**Τεχνικές προδιαγραφές:**

**Αριθμός προϊόντος:** 05.000.021S

**Ταξινόμηση:** Αυτόνομη ηλεκτρική πηγή τροφοδοσίας. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 60601-1:2005/A1:2012, Έκδοση 3.1 (3η έκδοση + Τροποποίηση 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

**Ονομαστική τιμή ισχύος:** 8 V, 550 mAh

**Τύπος:** Κύρια (μη επαναφορτίσιμη), μεταλλική λιθίου

**Χημικά στοιχεία:** Οξειδίο λιθίου-νικελίου-κοβαλτίου

**Συνθήκες λειτουργίας:** 50 °F έως 95 °F (10 °C έως 35 °C): 20% έως 75% Σχετική Υγρασία μη συμπυκνούμενη, 70 kPa έως 106 kPa, για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο

**Υψόμετρο λειτουργίας:** 3000 m μέγ.

**Συνθήκες αποστολής και αποθήκευσης:** 4 °F έως 140 °F (-20 °C έως 60 °C): 5% έως 95% Σχετική Υγρασία μη συμπυκνούμενη, 47 kPa έως 106 kPa, για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο

**Αποστειρωμένη μπαταρία κατασβιδιού MatrixPRO™**  
**Οδηγίες χρήσης (ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)**

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση αυτού του εργαλείου από ιατρό ή με εντολή αυτού.

Διανέμεται από τη DePuy Synthes:



**Synthes USA, LLC**  
1101 Synthes Avenue  
Monument, CO 80132 ΗΠΑ  
Τηλέφωνο: (719) 481-5300  
Για παραγγελίες: (800) 523-0322  
Fax: (800) 796-8437

**Synthes GmbH**  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Ελβετία  
Τηλέφωνο: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)

Κατασκευάζεται από την Pro-Dex:



**Pro-Dex, Inc.**  
2361 McGaw Ave.  
Irvine, CA 92614 ΗΠΑ  
Τηλέφωνο: (800) 562 6204  
Fax: (949) 769-3281

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

**European Compliance Services**  
Greyfriars Court  
Paradise Square  
Oxford, OX11BE, Ηνωμένο Βασίλειο  
+44(0)1793 784 113