

Batería estéril del controlador MatrixPRO™

Instrucciones de uso (NO VOLVER A UTILIZAR LA BATERÍA ESTÉRIL)

Batería estéril del controlador MatrixPRO™ de Depuy Synthes (05.000.021S)

Descripción e indicaciones:

Las baterías son para utilizar con el controlador MatrixPRO de Depuy Synthes. Consulte las instrucciones del controlador MatrixPRO para completar la descripción de uso de la batería con el controlador MatrixPRO (05.000.020).

ADVERTENCIA:

- No volver a utilizar, lavar, esterilizar ni realizar esterilización en autoclave
- No caliente la batería por encima de 80 °C/176 °F

Precauciones:

- Evite colocar la batería con los contactos hacia abajo sobre superficies de metal.
- Deshágase de la batería conforme a la política hospitalaria o la legislación local.

Instrucciones de uso de la batería estéril del controlador MatrixPRO 05.000.021S (Un solo uso - No volver a esterilizar)

La batería se ha esterilizado utilizando el método de irradiación gamma. Retire la batería de las bolsas (interior y exterior) de acuerdo con el protocolo hospitalario y utilice procedimientos de transferencia asépticos. Antes de su uso, revise visualmente las bolsas para comprobar si hay señales de daños. Si las bolsas muestran evidencias de daños, NO utilice la batería. No hay ningún método aprobado para volver a esterilizar la batería.

Para instalar la **batería estéril del controlador MatrixPRO**, oriente la flecha negra de la batería hacia la flecha blanca del controlador. Inserte la batería firmemente en el anillo de montaje de la batería hasta que las pestañas hagan "clic" y asegure la batería en su sitio. Tire suavemente de la batería para confirmar que está bloqueada en su sitio.

Pulse y mantenga pulsado (durante al menos 1 segundo) uno de los botones para iniciar la comprobación automática del controlador y actívelo para prepararlo. El motor del controlador debería funcionar durante unos 3 a 5 segundos al finalizar la autocomprobación.

Consulte las instrucciones de uso del controlador MatrixPRO de DePuy Synthes para obtener información más detallada sobre las instrucciones de funcionamiento.



ELIMINACIÓN

La eliminación de residuos se debe realizar de conformidad con las legislaciones federal, estatal y local aplicables.

Solución de problemas:

Problema	Solución
El controlador se detiene cuando está en funcionamiento y no vuelve a iniciarse con el botón pulsado	La batería está agotada. Utilice una batería nueva.
El controlador no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Confirme que la comprobación de autodiagnóstico haya finalizado correctamente como se indica mediante una luz fija debajo de los botones. • Si el problema persiste, retire la batería y cámbiela por una nueva (sin usar). Permita que se realice la comprobación de autodiagnóstico como se indica mediante una luz fija situada debajo de los botones. • Si el problema persiste, no utilice el controlador MatrixPRO (devuélvalo a DePuy Synthes para su reparación o sustitución).

SÍMBOLOS

	Fabricante/fecha de fabricación		Fecha de caducidad
V	Voltios	CC	Corriente continua
REF	Número de catálogo	LOT	Código de lote

Batería estéril del controlador MatrixPRO™
Instrucciones de uso (NO VOLVER A UTILIZAR LA BATERÍA ESTÉRIL)

	Esterilizado mediante irradiación		Cantidad
	NO reutilizar		No realizar esterilización en autoclave
	Recogida selectiva		NO quemar
	No sumergir		Flecha de alineación del controlador/batería
	Conforme a la directiva europea relativa a dispositivos médicos		

Especificaciones técnicas:

Número de producto: 05.000.021S

Clasificación: Fuente de alimentación eléctrica independiente. Cumple con las normas IEC 60601-1:2005/A1:2012, Ed. 3.1 (tercera edición + Enmienda 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 N.º 60601-1:14.

Potencia nominal: 8 V, 550 mAh

Tipo: primaria (no recargable), litio metálico

Química: óxido de cobalto, níquel y litio

Condiciones de funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F): del 20 % al 75 % de humedad relativa sin condensación, de 70 kPa a 106 kPa, solo para uso en interiores

Altitud de funcionamiento: máximo de 3000 m

Condiciones de almacenamiento y transporte: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F): del 5 % al 95 % de humedad relativa sin condensación, de 47 kPa a 106 kPa, solo para uso en interiores.

La legislación federal de Estados Unidos permite la venta de este dispositivo exclusivamente a médicos o bajo prescripción facultativa.

Distribuido por DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Teléfono: (719) 481-5300
 Para pedidos: (800) 523-0322
 Fax: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Suiza
 Teléfono: +41 61 965 61 11
 Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Fabricado por Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Teléfono: (800) 562 6204
 Fax: (949) 769-3281

Representante autorizado:

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, Reino Unido
 +44(0)1793 784 113