

# Kruvikeeraja MatrixPRO™ steriilne aku

## Kasutusjuhend (STERIILSET AKUT MITTE KASUTADA KORDUVALT)

Depuy Synthesi kruvikeeraja MatrixPRO™ aku – steriilne (05.000.021S)

### Kirjeldus ja näidustused

Akud on ette nähtud kasutamiseks Depuy Synthesi kruvikeerajaga MatrixPRO. Täielikku kirjeldust aku kasutamise kohta kruvikeerajaga MatrixPRO lugege kruvikeeraja MatrixPRO juhendist (05.000.020).

### HOIATUSED

- Mitte kasutada korduvalt, mitte pesta, mitte steriliseerida ja mitte autoklaavida
- Mitte kuumutada akut üle 176 °F / 80 °C

### Ettevaatusabinõud

- Vältige aku asetamist metallpinnale, nii et kontaktid jäävad allapoole.
- Kõrvaldage aku kasutuselt haigla eeskirjade või kohalike seaduste kohaselt.

### Kasutusjuhend 05.000.021S – kruvikeeraja MatrixPRO aku – steriilne (ainult ühekordseks kasutamiseks – mitte resteriiseerida)

Akuplokk on gammakiirgusega steriliseeritud. Eemaldage akuplokk kottidest (sisemine ja välimine) haigla eeskirjade kohaselt ja kasutage aseptilisi üleviimisvõtteid. Enne kasutamist kontrollige kotte visuaalselt kahjustuste suhtes. ÄRGE kasutage akuplokki, kui kottidel on kahjustuste märke. Aku resteriiseerimiseks puudub heakskiidetud meetod.

Kruvikeeraja MatrixPRO steriilse aku paigaldamiseks viige akul olev must nool kohakuti kruvikeerajal oleva valge noolega. Sisestage aku kindlalt akupaigaldamisrõngasse, kuni lapatsid klõpsuga sulguvad ja aku kindlalt paigale fikseerivad. Tõmmake akut kergelt, et veenduda, et see on paigale fikseerunud.

Kruvikeeraja testi alustamiseks ja valmisolekurežiimis toite sisselülitamiseks vajutage üht nuppu ja hoidke (vähemalt 1 sekund) all. Kruvikeeraja mootor peaks töötama pärast kontrolli läbimist ligikaudu 3–5 sekundi jooksul.

Täielikke kasutusjuhiseid lugege DePuy Synthesi kruvikeeraja MatrixPRO kasutusjuhendist.







### HÄVITAMINE

Jäätmekäitlus peab vastama kohaldatavatele föderaal-, osariigi ja kohalikele eeskirjadele.

### Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
Kruvikeeraja seiskub töö ajal ja ei käivitu nupu vajutamisel uuesti	Aku on tühjenenud. Kasutage uut akut.
Kruvikeeraja ei lülitu sisse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et diagnostiline kontroll õnnestus, nagu näitab tule pidev põlemine nupupadja all.</li><li>• Probleemi püsimisel eemaldage aku ja asendage uue (kasutamata) akuga. Diagnostilise kontrolli õnnestumise korral põleb pidev tuli nuppude all.</li><li>• Probleemi püsimisel <b>ärge kasutage kruvikeerajat MatrixPRO</b> – tagastage kruvikeeraja remondiks või vahetamiseks DePuy Synthesile.</li></ul>

### SÜMBOLID

	Tootja/valmistamiskuupäev		Kõlblik kuni
V	Voldid	DC	Alalisvool
	Kataloogi number		Partii kood
	Steriliseeritud kiirgusega		Kogus

**Kruvikeeraja MatrixPRO™ steriilne aku**  
**Kasutusjuhend (STERIILSET AKUT MITTE KASUTADA KORDUVALT)**

	MITTE kasutada korduvalt		Mitte autoklaavida
	Koguda eraldi		MITTE põletada
	Mitte kasta vedelikku		Aku/kruvikeeraja joondamisnool
	Vastab Euroopa meditsiiniseadmete direktiivile		

**Tehnilised andmed**

**Toote number:** 05.000.0215

**Klassifikatsioon:** autonoomne elektritoite allikas. Vastab IEC 60601-1:2005/A1:2012, väljaande 3.1 (3. väljaanne + 1. muudatus), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14 nõuetele.

**Nimivõimsus:** 8 V, 550 mAh

**Tüüp:** primaarne (mittelaaditav), liitiummetall

**Keemiline:** liitium-nikkel-koobaltoksiid

**Töötingimused:** 50...95 °F (10...35 °C): suhteline õhuniiskus 20–75%, mittekondenseeruv, 70–106 kPa, ainult siseruumides kasutamiseks

**Töökõrgus:** max 3000 m

**Transpordi- ja säilitustingimused:** -4...140 °F (-20...60 °C): suhteline õhuniiskus 5–95%, mittekondenseeruv, 47–106 kPa, ainult siseruumides kasutamiseks.

**USA föderaalaseaduse alusel on seda seadet lubatud müüa ainult arstil või arsti korraldusel.**

*Turustaja DePuy Synthes:*



**Synthes USA, LLC**  
 1101 Synthes Avenue  
 Monument, CO 80132  
 Telefon: (719) 481-5300  
 Tellimistelefon: (800) 523-0322  
 Faks: (800) 796-8437

**Synthes GmbH**  
 Eimattstrasse 3  
 4436 Oberdorf  
 Šveits  
 Telefon: +41 61 965 61 11  
 Faks: +41 61 965 66 00  
[www.depuysynthes.com](http://www.depuysynthes.com)

*Tootja Pro-Dex:*



**Pro-Dex, Inc.**  
 2361 McGaw Ave.  
 Irvine, CA 92614  
 Telefon: (800) 562 6204  
 Faks: (949) 769-3281

*Volitatud esindaja:*

**European Compliance Services**  
 Greyfriars Court  
 Paradise Square  
 Oxford, OX11BE, Ühendkuningriik  
 +44(0)1793 784 113