

MatrixPRO™ steriili ruuvinväänninparisto

Käyttöohjeet (ÄLÄ KÄYTÄ STERIILÄ PARISTOA UUELLEEN)

Depuy Synthes MatrixPRO™ -ruuvinväänninparisto - steriili (05.000.021S)

Kuvaus ja käyttöaiheet:

Paristot on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Depuy Synthes MatrixPRO -ruuvinvääntimen kanssa. Saadaksesi täydelliset tiedot siitä miten käyttää paristoa yhdessä MatrixPRO-ruuvinvääntimen kanssa, katso MatrixPRO-ruuvinvääntimen käyttöohjeet (05.000.020).

VAROITUKSET:

- Älä käytä uudelleen, älä pese, älä steriloï, älä käsittele autoklaavissa
- Älä lämmitä paristoa yli 80°C:n

Varoimenpiteet:

- Älä aseta paristoa metallisille pinnoille niin että sen kontaktit osoittavat alaspäin.
- Hävitä paristo sairaalan antamien ohjeiden tai paikallisten lakien mukaisesti.

Käyttöohjeet 05.000.021S –MatrixPRO -ruuvinväänninparisto - steriili (kertakäyttöinen - älä uudelleensteriloï)

Paristo on steriloitu gammasäteilytysmenetelmää käyttäen. Poista paristo pusseista (sisempi ja ulompi) sairaalan menettelyohjeiden mukaan ja käytä siirtämiseen aseptisia menettelyjä. Ennen käyttöä tarkista pussit silmämääräisesti vahingoittumisen varalta. Mikäli pusseissa näkyy merkkejä vaurioitumisesta, ÄLÄ KÄYTÄ paristoa. Pariston uudelleensterilointiin ei ole hyväksyttyä menetelmää.

Asentaaksesi MatrixPRO -steriilin ruuvinväänninpariston, aseta pariston musta nuoli ruuvinvääntimen valkoisen nuolen kohdalle. Työnnä paristo tukevasti pariston kiinnitysrenkaaseen kunnes kielekkeet "klikkaavat" ja lukitse paristo tukevasti paikoilleen. Vedä paristoa kevyesti varmistaaksesi että se on lukittuna paikoilleen.

Paina ja pidä pohjassa (ainakin 1 sekunnin ajan) yhtä painikkeista aloittaaksesi ruuvinvääntimen itsetarkistusprosessin ja siirtymisen valmiustilaan. Ruuvinvääntimen moottorin tulisi toimia kun itsetarkistusprosessi on valmis, mikä kestää noin 3-5 sekuntia.

Täydelliset käyttöohjeet löydät DePuy Synthes MatrixPRO -ruuvinvääntimen käyttöohjeista.



HÄVITTÄMINEN

Jätteiden hävittäminen tulee tapahtua sovellettavien valtiollisten, alueellisten ja paikallisten säännösten mukaan.

Vianetsintä:

Ongelma	Ratkaisu
Ruuvinväännin pysähtyy käytön aikana eikä käynnisty uudelleen painiketta painettaessa	Paristo on tyhjä. Käytä uutta paristoa.
Ruuvinväännin ei kytkeydy päälle	<ul style="list-style-type: none">• Varmista että itsediagnostiikkatarkistus on onnistuneesti suoritettu, jolloin painikepaneelin alapuolella palaa valo yhtäjaksoisesti.• Mikäli ongelma ei poistu, poista paristo ja korvaa se uudella (käyttämättömällä) paristolla. Odota että itsediagnostiikkatarkistus on onnistuneesti suoritettu, jolloin painikkeiden alapuolella palaa valo yhtäjaksoisesti.• Mikäli ongelma ei poistu älä käytä MatrixPRO-ruuvinväännintä – palauta ruuvinväännin DePuy Synthes:lle korjausta tai vaihtoa varten.

MERKINNÄT

	Valmistaja/valmistuspäivämäärä		Käytä ennen
V	Voltit	DC	Tasavirta
REF	Luettelonumero	LOT	Eräkoodi

MatrixPRO™ steriili ruuvinväänninparisto
Käyttöohjeet (ÄLÄ KÄYTÄ STERIILIÄ PARISTOA UUELLEEN)

	Steriloitu käyttäen säteilytystä		Lukumäärä
	ÄLÄ uudelleenkäytä		Älä käsittele autoklaavissa
	Erilliskeräys		ÄLÄ hävitä polttamalla
	Älä upota nesteeseen		Pariston/ruuvinvääntimen suuntausnuoli
	Noudattaa Euroopan Unionin Lääkintälaitedirektiiviä		

Tekniset tiedot:

Tuotenumero: 05.000.021S

Luokitus: Omavarainen sähkövoimanlähde. Noudattaa IEC 60601-1:2005/A1:2012, painos 3.1 (3. painos + lisäys 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

Nimellisteho: 8 V, 550 mAh

Tyyppi: Primääriparisto (ei uudelleenladattava), litium-metalli

Kemiallinen koostumus: Litium-nikkeli-kobolttioksidi

Käyttöolosuhteet: 10°C – 35°C: 20% – 75% ei-kondensoituva suhteellinen kosteus, 70 kPa – 106 kPa, vain sisätiloissa käytettäväksi

Toimintakorkeus: maks. 3000 m

Kuljetus- ja varastointiolosuhteet: -20°C – 60°C: 5% – 95% ei-kondensoituva suhteellinen kosteus, 47 kPa – 106 kPa, vain sisätiloissa käytettäväksi.

Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädäntö rajoittaa tämän laitteen myynnin ainoastaan lääkärille tai lääkärin tilauksesta.

Jakelija DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Puhelin: (719) 481-5300
 Tilaukset: (800) 523-0322
 Fax: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Switzerland
 Puhelin: +41 61 965 61 11
 Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Valmistaja Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Puhelin: (800) 562 6204
 Fax: (949) 769-3281

Valtuutettu edustaja

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, UK
 +44(0)1793 784 113