

Sterilna baterija za odvijač MatrixPRO™

Upute za uporabu (STERILNU BATERIJU NEMOJTE PONOVRNO UPOTREBLJAVATI)

Baterija za odvijač Depuy Synthes MatrixPRO™ - sterilna (05.000.021S)

Opis i indikacije:

Baterije su namijenjene za uporabu s odvijačem Depuy Synthes MatrixPRO. Za potpuni opis uporabe baterije s odvijačem MatrixPRO (05.000.020), pogledajte Upute za uporabu odvijača MatrixPRO.

UPOZORENJA:

- nemojte ponovno upotrebljavati, nemojte prati, sterilizirati niti autoklavirati
- bateriju nemojte zagrijavati iznad 80 °C / 176 °F

Mjere opreza:

- Bateriju nemojte polagati na metalne površine s kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Bateriju odložite sukladno bolničkim pravilima ili lokalnim zakonima.

Upute za uporabu 05.000.021S –baterija za odvijač MatrixPRO - sterilna (samo za jednokratnu uporabu - nemojte ponovno sterilizirati)

Komplet baterije steriliziran je primjenom metode gama zračenja. Izvadite komplet baterije iz vrećica (unutarnjih i vanjskih) sukladno bolničkom protokolu i primijenite aseptičke postupke prijenosa. Prije uporabe provjerite postoje li znakovi oštećenja na vrećicama. Ako na vrećicama postoje znakovi oštećenja, NEMOJTE upotrebljavati komplet baterije. Ne postoji odobrena metoda ponovne sterilizacije baterije.

Kako biste montirali bateriju za odvijač MatrixPRO - **sterilnu**, usmjerite crnu strelicu na bateriji s bijelom strelicom na odvijaču. Čvrsto umetnite bateriju na prsten za montiranje baterije dok jezičci ne „kliknu“ i ne zaključaju bateriju na siguran način. Nježno povucite bateriju kako biste potvrdili da je zaključana.

Pogurajte i držite (najmanje 1 sekundu) jedan od gumba kako biste pokrenuli samoprovjeru odvijača i uključivanje načina rada. Pogon odvijača trebao bi se pokrenuti nakon što je dovršena samoprovjera, približno 3 - 5 sekundi.

Za potpune upute za rad, pogledajte upute za uporabu odvijača DePuy Synthes MatrixPRO.



ZBRINJAVANJE

Zbrinjavanje otpada mora se obaviti sukladno primjenjivim saveznim, državnim i lokalnim odredbama.








Rješavanje problema:

Problem	Rješenje
Odvijač se zaustavlja tijekom rada i ne pokreće se nakon ponovnog pritiska na gumb	Baterija je potrošena. Upotrijebite svježu bateriju.
Odvijač se ne može pokrenuti	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li samodijagnostika uspješno dovršena na što ukazuje neprekidno svjetlo ispod jastučića gumba.• Ako problem potraje, uklonite bateriju i zamijenite je novom (neupotrijebljenom) baterijom. Pustite neka se samodijagnostička provjera uspješno dovrši na što ukazuje neprekidno svjetlo ispod gumba.• Ako problem potraje nemojte upotrebljavati odvijač MatrixPRO – vratite odvijač tvrtki DePuy Synthes radi popravka ili zamjene.

SIMBOLI

	Proizvođač / datum proizvodnje		Upotrijebiti do
V	Volti	DC	Istosmjerna struja
REF	Kataloški broj	LOT	Broj serije
STERILE R	Sterilizirano zračenjem	QTY	Količina

Sterilna baterija za odvijač MatrixPRO™
Upute za uporabu (STERILNU BATERIJU NEMOJTE PONOVRNO UPOTREBLJAVATI)

	NEMOJTE ponovno upotrebljavati		Nemojte autoklavirati
	Zbrinite zasebno		NEMOJTE spaljivati
	Nemojte uranjati pod vodu		Strelica poravnanja baterije / odvijača
	Usklađeno s Europskom direktivom o medicinskim proizvodima		

Tehničke specifikacije:

Broj proizvoda: 05.000.021S

Razvrstavanje: samostalni izvor električne energije. Usklađen s IEC 60601-1:2005/A1:2012, izdanje 3.1 (3. izdanje + Izmjena i dopuna 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

Nazivni napon: 8 V, 550 mAh

Vrsta: primarni (ne može se ponovno puniti), litij-metal

Kemija: litij nikel kobalt oksid

Radni uvjeti: 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F): 20 % do 75 % relativne vlažnosti bez kondenzacije, 70 kPa do 106 kPa, samo za uporabu u zatvorenim prostorima

Radna visina: 3000 m najviše

Uvjeti slanja i skladištenja: -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F): 5 % do 95 % relativne vlažnosti bez kondenzacije, 47 kPa do 106 kPa, samo za uporabu u zatvorenim prostorima.

Prema saveznom zakonu (SAD-a) ovaj uređaj smiju prodavati samo liječnici ili se smije prodati samo na njihov recept.

Distributer DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Telefon: (719) 481-5300
 Za narudžbe: (800) 523-0322
 Telefaks: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Švicarska
 Telefon: +41 61 965 61 11
 Telefaks: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Proizvođač Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Telefon: (800) 562 6204
 Telefaks: (949) 769-3281

Ovlašteni zastupnik

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, UK
 +44(0)1793 784 113