

MatrixPRO™ steril akkumulátor meghajtóegységhez

Használati utasítás **(NE HASZNÁLJA FEL ÚJRA A STERIL AKKUMULÁTORT)**

Depuy Synthes MatrixPRO™ steril akkumulátor meghajtóegységhez (05.000.021S)

Leírás és javallatok:

Az akkumulátorok a Depuy Synthes MatrixPRO meghajtóegységhez használhatók. Lásd a MatrixPRO meghajtóegységre vonatkozó utasításokat az akkumulátor MatrixPRO meghajtóegységgel (05.000.020) történő használatának teljes leírásával kapcsolatban.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ne használja fel újra, ne mossa le, ne sterilizálja és ne helyezze autoklávba
- Ne tegye ki az akkumulátort 80 °C (176 °F) feletti hőmérsékletnek

Óvintézkedések:

- Ne helyezze az akkumulátort fémfelületre az érintkezőivel lefelé.
- Az akkumulátort a kórház előírásainak, illetve a helyi jogszabályoknak megfelelően selejtezze le.

Használati utasítás 05.000.021S – MatrixPRO steril akkumulátor meghajtóegységhez (egyszer használatos – ne sterilizálja újra)

Az akkumulátorcsomagot gammabesugárással sterilizálták. A kórházi előírásoknak megfelelően távolítsa el az akkumulátorcsomagot a (belső és külső) tasakokból, és eközben alkalmazzon aseptikus áthelyezési eljárást. Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a tasakokon nincsen-e sérülésre utaló nyom. Ha a tasakokon sérülésre utaló nyomot talál, akkor NE használja fel az akkumulátorcsomagot. Az akkumulátor újraszterilizálására nem létezik jóváhagyott módszer.

A MatrixPRO **steril akkumulátor meghajtóegységhez** termék behelyezéséhez illessze az akkumulátoron található fekete nyilat a meghajtóegységen lévő fehér nyílhoz. Tolja rá határozottan az akkumulátort az akkumulátorfogadó gyűrűre, amíg kattantást nem hall, és az akkumulátor a helyére nem rögzül. Finoman húzza meg az akkumulátort annak ellenőrzéséhez, hogy valóban rögzült-e a helyén.

Nyomja meg és (legalább 1 másodpercig) tartsa benyomva az egyik gombot a meghajtóegység önellenőrzéséhez, és készenléti módra történő átkapcsolásához. A meghajtóegység motorjának a 3–5 másodpercig tartó önellenőrzést követően működni kell.

Lásd a DePuy Synthes MatrixPRO meghajtóegység használati utasítását az üzemeltetésre vonatkozó összes utasítással kapcsolatban.



LESELEJTÉZÉS

A hulladék leselejtezését a vonatkozó szövetségi, állami és helyi jogszabályok szerint kell végezni.

Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldás
A meghajtóegység működés közben leáll, és lenyomott gomb mellett nem indul újra	Az akkumulátor lemerült. Használjon új akkumulátort.
A meghajtóegység nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy az önellenőrzés megfelelően befejeződött-e. Ezt a gombsor alatti egyenletes fény jelzi.• Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el az akkumulátort, és cserélje ki egy (még nem használt) új akkumulátorra. Várja meg, amíg az önellenőrzés megfelelően befejeződik. Ezt a gombsor alatti egyenletes fény jelzi.• Ha a probléma továbbra is fennáll, ne használja a MatrixPRO meghajtóegységet – javításra vagy cseréire küldje vissza a meghajtóegységet a DePuy Synthes vállalatnak.

SZIMBÓLUMOK

	Gyártó/A gyártás dátuma		Felhasználható:
V	volt	DC	egyenáram
REF	Katalógusszám	LOT	Tételszám

MatrixPRO™ steril akkumulátor meghajtóegységhez
Használati utasítás (NE HASZNÁLJA FEL ÚJRA A STERIL AKKUMULÁTORT)

	Besugárással sterilizáltak		Mennyiség
	NE használja fel újra		Ne helyezze autoklávba
	Gyűjtse elkülönítetten		NE égesse el
	Ne merítse folyadékba		Illesztési nyíl az akkumulátoron/meghajtóegységen
	Megfelel az orvostechikai eszközökre vonatkozó európai uniós irányelvnek		

Műszaki adatok:

Termékszám: 05.000.021S

Besorolás: Különálló elektromos áramforrás. Megfelel az IEC 60601-1:2005/A1:2012 szabvány 3.1 kiadásának (3. kiadás + 1. módosítás), az ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012 szabványnak, és a CSA C22.2 NO 60601-1:14 szabványnak.

Teljesítmény: 8 V, 550 mAh

Típus: Primer (nem újratölthető) lítium fém akkumulátor

Vegyí összetevő: Lítium-nikkel-kobalt-oxid

Üzemeltetési feltételek: 10 °C és 35 °C között (50 °F és 95 °F között): 20% és 75% közötti nem lecsapódó relatív páratartalom, 70 kPa és 106 kPa közötti légnyomás, kizárólag beltéri használatra

Üzemeltetési szintmagasság: Max. 3000 m

Szállítási és tárolási feltételek: -20 °C és 60 °C között (-4 °F és 140 °F között): 5% és 95% közötti nem lecsapódó relatív páratartalom, 47 kPa és 106 kPa közötti légnyomás, kizárólag beltéri használatra.

A szövetségi törvények (USA) alapján ezen eszköz kizárólag orvosi rendelvényre értékesíthető.

Forgalmazza a DePuy Synthes vállalat:



Synthes USA, LLC

1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132, USA
 Telefon: +1 (719) 481-5300
 Megrendelés: +1 (800) 523-0322
 Fax: +1 (800) 796-8437

Synthes GmbH

Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Svájc
 Telefon: +41 61 965 61 11
 Fax: +41 61 965 66 00

www.depuysynthes.com

Gyártja a Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.

2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614, USA
 Telefon: +1 (800) 562 6204
 Fax: +1 (949) 769-3281

Meghatalmazott képviselő

European Compliance Services

Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, Egyesült Királyság
 +44(0)1793 784 113