

MatrixPRO™ skrūvgrieža sterila baterija

Lietošanas instrukcijas (NELIETOJĒT ATKĀRTOTI STERILO BATERIJU)

Depuy Synthes MatrixPRO™ skrūvgrieža baterija - sterila(05.000.021S)

Apraksts un indikācijas:

Baterija lietošanai ar Depuy Synthes MatrixPRO skrūvgriezi. Bateriju lietošanas MatrixPRO skrūvgriežim (05.000.020) pilnu aprakstu, lūdzu, skatīt MatrixPRO skrūvgrieža instrukcijās.

BRĪDINĀJUMI:

- Nelietojiet atkārtoti, nemazgājiet, nesterilizējiet vai neizmantojiet autoklāvu
- Nesakarsējiet bateriju virs 80 °C (176 °F)

Uzmanību:

- Nenovietojiet bateriju ar kontaktiem uz leju uz metāla virsmām.
- Utilizējiet bateriju atbilstoši slimnīcas politikai vai vietējiem likumiem.

Lietošanas instrukcijas 05.000.021S – MatrixPRO skrūvgrieža baterija - sterila (tikai vienreizējai lietošanai – nesterilizēt atkārtoti)

Baterija ir sterilizēta, izmantojot gamma apstarošanas metodi. Izņemiet bateriju no iepakojuma (iekšējā un ārējā) saskaņā ar slimnīcas protokolu un izmantojiet aseptiskas pārvietošanas procedūras. Pirms lietošanas vizuāli pārbaudiet, vai iepakojumam nav bojājumu pazīmju. Ja iepakojums liecina par bojājumiem, NELIETOJĒT bateriju bloku. Nav apstiprinātas metodes atkārtotai baterijas sterilizēšanai.

Lai ievietotu MatrixPRO skrūvgrieža bateriju – sterilo, orientējiet melno bultiņu uz baterijas pēc baltās bultiņas uz skrūvgrieža. Iespiediet bateriju stiprinājuma gredzenā, līdz fiksatori noklikšķ un stingri to nofiksē vietā. Viegli pavelciet bateriju, lai pārliecinātos, ka tā ir nostiprināta vietā.

Nospiediet un turiet (vismaz 1 sekundi) vienu no pogām, lai uzsāktu skrūvgrieža pašpārbaudi un ieslēgšanu gatavības režīmā. Kad pašpārbaude ir pabeigta, skrūvgrieža motoram jādarbojas aptuveni 3-5 sekundes.

Pilnas darbības instrukcijas skatiet DePuy SyntheMatrixPRO skrūvgrieža lietošanas instrukcijās.

UTILIZĀCIJA

Atkritumu utilizācijai jābūt saskaņā ar piemērojamiem federālajiem, valsts un vietējiem noteikumiem.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA:

Problēma	Risinājums
Skrūvgriezis apstājas darbības laikā un pēc pogas nospiešanas neatsāk darbību	Baterija ir iztukšota. Izmantojiet jaunu bateriju.
Skrūvgriezis neieslēdzas	<ul style="list-style-type: none">• Pārliecinieties, ka pašdiagnostikas pārbaude ir veiksmīgi pabeigta, par ko liecina vienmērīga gaisma zem pogas virsmas.• Ja problēma turpinās, noņemiet bateriju un aizstājiet to ar jaunu (nelietotu) bateriju. Ļaujiet ierīcei veiksmīgi pabeigt pašdiagnostikas pārbaudi, par ko liecina vienmērīga gaisma zem pogām.• Ja problēma turpinās, nelietojiet MatrixPRO skrūvgriezi – nosūtiet to atpakaļ uzņēmumam DePuy Synthes remontam vai aizstāšanai ar jaunu.

APZĪMĒJUMI

	Ražotājs/ izlaides datums		Izlietot līdz
V	Volti	Līdzstrāva	Līdzstrāva
REF	Kataloga numurs	LOT	Partijas numurs

MatrixPRO™ skrūvgrieža sterila baterija
Lietošanas instrukcijas (NELIETOJĒT ATKĀRTOTI STERILO BATERIJU)

	Sterilizēts, izmantojot apstarošanu		Daudzums
	NELIETOT atkārtoti		Neizmantojot autoklāvu
	Atsevišķa savākšana		NEDEDZINĀT
	Neiemērk		Baterijas/skrūvgrieža salāgošanas bultiņa
	Atbilst Eiropas Medicīnas ierīču direktīvai		

Tehniskie dati:

Izstrādājuma numurs: 05.000.021S

Klasifikācija: Pašpietiekams elektroenerģijas avots. Atbilst IEC 60601-1:2005/A1:2012, 3.1 izdevums (3. izdevums + 1. grozījums), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14 prasībām.

Nominālā strāva: 8 V, 550 mAh

Veids: Primāra (atkārtoti neuzlādējama), Litija metāla

Ķīmiskais sastāvs: Litija nīķeļa kobalta oksīds

Darbības apstākļi: 10 °C līdz 35 °C (50 °F līdz 95 °F): 20% līdz 75% relatīvais mitrums bez kondensācijas, 70 kPa līdz 106 kPa, lietošanai tikai iekšējās

Darbības augstums: Maksimāli 3000 m

Transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi: -20 °C līdz 60 °C (-4 °F līdz 140 °F): 5% līdz 95% relatīvais mitrums bez kondensācijas, 47 kPa līdz 106 kPa, lietošanai tikai iekšējās.

Federālais likums (ASV) ierobežo šīs ierīces pārdošanu uz ārsta pieprasījumu vai pēc ārsta rīkojuma.

Izplatītājs DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC

1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Tālrunis: (719) 481-5300
 Pasūtījumiem: (800) 523-0322
 Fakss: (800) 796-8437

Synthes GmbH

Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Switzerland (Šveice)
 Tālrunis: +41 61 965 61 11
 Fakss: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Ražotājs Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.

2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Tālrunis: (800) 562 6204
 Fakss: (949) 769-3281

Pilnvarotais pārstāvis

European Compliance Services

Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, Apvienotā
 Karaliste
 +44(0)1793 784 113