

Steriele accu voor MatrixPRO™-schroevendraaier

Gebruiksaanwijzing (DE STERIELE ACCU MAG NIET HERGEBRUIKT WORDEN)

Accu voor MatrixPRO™-schroevendraaier van Depuy Synthes - Steriel (05.000.021S)

Beschrijving en indicaties:

De accu's zijn bedoeld voor gebruik met de MatrixPRO-schroevendraaier van Depuy Synthes. Raadpleeg de instructies voor de MatrixPRO-schroevendraaier voor volledige uitleg over het gebruik van de accu in combinatie met de MatrixPRO-schroevendraaier (05.000.020).

WAARSCHUWINGEN:

- Niet hergebruiken, niet wassen, niet steriliseren, en niet in autoclaaf behandelen
- De accu niet warmer laten worden dan 80°C/176°F

Let op:

- Plaats de accu niet met de contactpunten omlaag gericht op een metalen oppervlak.
- Gooi de accu weg overeenkomstig het beleid van het ziekenhuis of de lokale wetgeving.

Gebruiksaanwijzing 05.000.021S – Accu voor MatrixPRO-schroevendraaier - steriel (uitsluitend voor eenmalig gebruik - hiet hersteriliseren)

Het accupak is gesteriliseerd met gammastraling. Haal het accupak uit de verpakking (binnen en buiten) volgens het ziekenhuisprotocol en gebruik aseptische overdrachtsprocedures. Inspecteer de verpakking vóór gebruik visueel op tekenen van schade. Gebruik het accupak NIET als de verpakking tekenen van schade vertoont. Er bestaat geen goedgekeurde methode voor het hersteriliseren van de accu.

Lijn voor installatie van de accu voor de MatrixPRO-schroevendraaier - steriel de zwarte pijl op de accu uit met de witte pijl op de schroevendraaier. Steek de accu stevig op de accumulagereiding tot de lipjes "klikken" en de accu veilig op zijn plaats vergrendelt. Trek behoedzaam aan de accu om te controleren of hij op zijn plaats vergrendeld zit.

Druk op een van de knoppen en houd hem (ten minste 1 seconde) ingedrukt om de zelftest van de schroevendraaier te starten zodat hij gereed is voor gebruik. De motor van de schroevendraaier dient 3-5 seconden te werken nadat de zelftest voltooid is.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de MatrixPRO-schroevendraaier van DePuy Synthes voor de volledige bedieningsaanwijzing.





VERWIJDERING

Afval moet afgevoerd worden overeenkomstig de toepasselijke nationale en lokale regelgeving.

Problemen oplossen:

Probleem	Oplossing
De schroevendraaier stopt tijdens gebruik en start niet opnieuw als de knop wordt ingedrukt	De accu is leeg. Gebruik een nieuwe accu.
De schroevendraaier gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de zelftest zonder fouten voltooid is; dit wordt aangeduid door een brandend lampje onder het knoppenblok.• Als het probleem blijft bestaan: verwijder de accu en vervang hem door een nieuwe (ongebruikte) accu. Wacht tot de zelftest zonder fouten voltooid is; dit wordt aangeduid door een brandend lampje onder de knoppen.• Als het probleem blijft bestaan: de MatrixPRO-schroevendraaier niet gebruiken – retourneer de schroevendraaier naar DePuy Synthes voor reparatie of vervanging.

SYMBOLEN

	Fabrikant/Fabricagedatum		Gebruiken vóór
V	Volt	DC	Gelijkstroom
	Catalogusnummer		Batchcode

Steriele accu voor MatrixPRO™-schroevendraaier
Gebruiksaanwijzing (DE STERIELE ACCU MAG NIET HERGEBRUIKT WORDEN)

	Gesteriliseerd door middel van straling		Hoeveelheid
	NIET hergebruiken		Niet in autoclaaf behandelen
	Gescheiden inzamelen		NIET verbranden
	Niet onderdompelen		Richtpijl voor accu/schroevendraaier
	Is in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende medische apparaten		

Technische specificaties:

Productnummer: 05.000.021S

Classificatie: Eigen elektrische energiebron. Is in overeenstemming met IEC 60601-1:2005/A1:2012, editie 3.1 (3e editie + Amendement 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

Nominaal vermogen: 8 V, 550 mAh

Type: Primair (niet-oplaadbaar) lithium-metaal

Chemie: Lithium-nikkel-kobaltoxide

Gebruiksomstandigheden: 10°C tot 35°C (50°F tot 95°F): 20% tot 75% relatieve vochtigheid niet-condenserend, 70 kPa tot 106 kPa, uitsluitend gebruik binnenshuis

Gebruikshoogte: max. 3000 m

Transport- en opslagomstandigheden: -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F): 5% tot 95% relatieve vochtigheid niet-condenserend, 47 kPa tot 106 kPa, uitsluitend gebruik binnenshuis.

Volgens de federale wetgeving in de VS mag dit apparaat uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een arts.

Gedistribueerd door DePuy Synthes:

Vervaardigd door Pro-Dex:

Gemachtigde vertegenwoordiger



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Telefoon: (719) 481-5300
 Bestellingen: (800) 523-0322
 Fax: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Zwitserland
 Telefoon: +41 61 965 61 11
 Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Telefoon: (800) 562 6204
 Fax: (949) 769-3281

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, VK
 +44(0)1793 784 113