

MatrixPRO™sterilt driverbatteri

Bruksanvisning (DET STERILE BATTERIET SKAL IKKE GJENBRUKES)

Depuy Synthes MatrixPRO™ Driverbatteri – Sterilt (05.000.021S)

Beskrivelse og indikasjoner:

Batteriene skal brukes med Depuy Synthes MatrixPRO-driver. Se driverinstruksjonene for MatrixPRO for å finne fullstendig beskrivelse av batteribruk for MatrixPRO-driveren (05.000.020).

ADVARSLER:

- Skal ikke gjenbrukes, vaskes, steriliseres eller autoklaveres
- Batteriet skal ikke oppvarmes over 80°C/176°F

Forsiktig:

- Unngå å sette batteriet på metallflater med kontaktene vendt ned.
- Kasser batteriet i henhold til sykehusets policy eller lokale forskrifter.

Bruksanvisning 05.000.021S –MatrixPRO driverbatteri – sterilt (bare til engangsbruk – skal ikke steriliseres på nytt)

Batteripakken har blitt sterilisert med gammastråling. Ta batteripakken ut av lommene (innvendig og utvendig) i henhold til sykehusprotokollen og bruk aseptiske overføringsprosedyrer. Før bruk skal lommene kontrolleres visuelt for tegn på skade. Hvis lommene viser tegn på skade skal batteripakken IKKE brukes. Det finnes ingen godkjent metode for ny sterilisering av batteriet.

For å installere MatrixPRO **driverbatteri – sterilt**, skal den svarte pilen på batteriet innstilles mot den hvite pilen på driveren. Sett batteriet fast på batterimonteringsringen til flikene klikker og lås batteriet forsvarlig på plass. Trekk forsiktig i batteriet for å sjekke at det sitter fast på plass.

Skv og hold (i minst ett sekund) en av knappene for å starte driverens selvsjekk og slå på for klarmodus. Drivermotoren skal fungere når selvsjekken er ferdig, omtrent 3 til 5 sekunder.

Se bruksanvisning for DePuy Synthes MatrixPRO-driver for fullstendige driftsinstruksjoner.







AVHENDING

Avhending av avfall skal gjøres i henhold til gjeldende statlige og lokale forskrifter.

Feilsøking:

Problem	Løsning
Driveren stopper under drift og vil ikke starte på nytt med knappen trykket inn	Batteriet er tomt. Bruk nytt batteri.
Driveren kan ikke slås på	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at selvdagnostikksjekken er vellykket som angitt med en lysende lampe under knappfeltet.• Hvis problemet vedvarer, fjernes batteriet og skiftes ut med et nytt (ubrukt) batteri. La selvdagnostikksjekken fullføres som angitt med en lysende lampe under knappfeltet.• Hvis problemet vedvarer skal ikke MatrixPRO-driveren brukes – returner driveren til DePuy Synthes for reparasjon eller utskifting.

SYMBOLER

	Produsent/produksjonsdato		Brukes før
V	Volt	DC	Likestrøm
	Katalognummer		Partikode
	Sterilisert med stråling		Mengde

MatrixPRO™sterilt driverbatteri
Bruksanvisning (DET STERILE BATTERIET SKAL IKKE GJENBRUKES)

	Skal IKKE gjenbrukes		Skal ikke autoklaveres
	Separat innsamling		Skal IKKE brennes
	Skal ikke legges i væske		Innrettingspil for batteri/driver
	Samsvarer med EUs direktiv for medisinsk utstyr		

Tekniske spesifikasjoner:

Produktnummer: 05.000.021S

Klassifikasjon: Selvstendig el-strømkilde. Samsvarer med IEC 60601-1:2005/A1:2012, 3.1 Utgave (3. utgave + Tillegg 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

Merkeeffekt: 8 V, 550 mAh

Type: Primær (ikke oppladbar), litiummetall

Kjemi: Litium nikkelt kobolt oksid

Driftsbetingelser: 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F): 20 % til 75 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende, 70 kPa til 106 kPa, bare til innendørs bruk

Drift høyde over havet: 3000 m maks

Forsendelses- og lagringsbetingelser: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F): 5 % til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende, 47 kPa til 106 kPa, bare til innendørs bruk.

Føderale lover i USA begrenser salg av dette apparatet av eller etter rekvisisjon fra en lege.

Distribuert av DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132, USA
 Telefon: +1 (719) 481-5300
 For bestilling: +1 (800) 523-0322
 Faks: +1 (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Sveits
 Telefon: +41 61 965 61 11
 Faks: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Produsert av Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614, USA
 Telefon: +1 (800) 562 6204
 Faks: +1 (949) 769-3281

Autorisert representant

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, Storbritannia
 +44(0)1793 784 113