

Jałowa bateria śrubokrętu MatrixPRO™ Instrukcja obsługi (JAŁOWEJ BATERII NIE WOLNO UŻYWAĆ PONOWNIE)

Bateria śrubokrętu MatrixPRO™ firmy DePuy Synthes – jałowa (05.000.021S)

Opis i wskazania:

Baterie są przeznaczone do stosowania ze śrubokrętem MatrixPRO firmy DePuy Synthes. Pełen opis sposobu użytkowania baterii ze śrubokrętem MatrixPRO można znaleźć w instrukcji obsługi śrubokrętu MatrixPRO (05.000.020).

OSTRZEŻENIA:

- Nie używać ponownie, nie myć, nie wyjaławiać i nie autoklawować.
- Nie ogrzewać baterii powyżej temperatury 176°F/80°C.

Przeestrogi:

- Unikać umieszczania baterii ze stykami skierowanymi do powierzchni metalowych.
- Baterię należy zutylizować zgodnie z przepisami szpitalnymi lub lokalnymi.

Instrukcja obsługi 05.000.021S – bateria śrubokrętu MatrixPRO – jałowa (wyłącznie do jednorazowego użytku – nie wyjaławiać ponownie)

Bateria została wysterylizowana promieniowaniem gamma. Wyjąć baterię z torebek (wewnętrznej i zewnętrznej) zgodnie z protokołem szpitalnym, stosując technikę aseptyczną. Przed użyciem należy obejrzeć torebki pod kątem oznak uszkodzenia. Jeśli torebki są uszkodzone, baterii NIE wolno używać. Nie ma zatwierdzonej metody ponownej sterylizacji baterii.

Aby zainstalować jałową **baterię śrubokrętu MatrixPRO**, należy ustawić czarną strzałkę na baterii względem białej strzałki na śrubokręcie. Mocno wcisnąć baterię do mocowania do momentu, kiedy wypustki klikną i zablokują baterię na miejscu. Delikatnie pociągnąć baterię, aby upewnić się, że jest zablokowana.

Nacisnąć i przytrzymać (przez co najmniej 1 sekundę) jeden z przycisków, aby rozpocząć autotest śrubokrętu i włączyć zasilanie w celu przejścia do trybu gotowości. Silnik śrubokrętu powinien rozpocząć pracę po zakończeniu autotestu, po upływie ok. 3–5 sekund.

Wszystkie wskazówki dotyczące obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi śrubokrętu MatrixPRO firmy DePuy Synthes.









UTYLIZACJA

Utylizacja odpadów musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi, wojewódzkimi i lokalnymi.








Rozwiązywanie problemów:

Problem	Rozwiązanie
Śrubokręt zatrzymuje się w trakcie pracy i nie chce uruchomić się ponownie po naciśnięciu przycisku.	Bateria jest wyczerpana. Użyj nowej baterii.
Śrubokręt nie włącza się	<ul style="list-style-type: none">• Potwierdź, że autotest zakończył się powodzeniem, na co wskazuje zapalona na stałe kontrolka pod przyciskiem.• Jeśli problem nie ustąpi, usuń baterię i wymień ją na nową (nieużywaną). Przeprowadź autotest. Musi on zakończyć się powodzeniem, na co wskazuje zapalona na stałe kontrolka pod przyciskiem.• Jeśli problem nie ustąpi, nie używaj śrubokrętu MatrixPRO – zwróć urządzenie do firmy DePuy Synthes w celu naprawy lub wymiany.

SYMBOLE

	Producent/data produkcji		Termin ważności
	wolty		prąd stały
	Numer katalogowy		Kod partii
	Produkt wysterylizowany promieniowaniem		Ilość

Jałowa bateria śrubokrętu MatrixPRO™
Instrukcja obsługi (JAŁOWEJ BATERII NIE WOLNO UŻYWAĆ PONOWNIE)

	NIE używać ponownie		Nie autoklawować
	Składować osobno		NIE spalać
	Nie zanurzać		Strzałka wyrównująca baterię/śrubokręt
	Urządzenie zgodne z dyrektywą MDD		

Parametry techniczne:

Numer produktu: 05.000.021S

Klasyfikacja: Niezależne źródło prądu elektrycznego. Urządzenie zgodne z przepisami IEC 60601-1:2005/A1:2012, wyd. 3.1 (wyd. 3 i popr. 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 nr 60601-1:14.

Moc znamionowa: 8 V, 550 mAh

Typ: jednorazowa, litowo-metalowa

Skład chemiczny: lit, nikiel, tlenek kobaltu

Środowisko pracy: 50°F–95°F (10°C–35°C): 20%–75% wilgotności względnej, bez skraplania, 70 kPa–106 kPa, wyłącznie do użytku wewnętrznego

Wysokość n.p.m.: maks. 3000 m

Warunki transportu i przechowywania: -4°F–140°F (-20°C–60°C): 5%–95% wilgotności względnej, bez skraplania, 47 kPa–106 kPa, wyłącznie do użytku wewnętrznego

Zgodnie z prawem federalnym USA niniejsze urządzenie może być sprzedawane wyłącznie lekarzom lub na ich zamówienie.

Dystrybucja DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Tel.: (719) 481-5300
 Zamówienia: (800) 523-0322
 Faks: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Szwajcaria
 Tel.: +41 61 965 61 11
 Faks: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Wyprodukowano przez Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Tel.: (800) 562 6204
 Faks: (949) 769-3281

Autoryzowany przedstawiciel

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, Wielka Brytania
 +44(0)1793 784 113