

Bateria Estéril da Chave MatrixPRO™

Instruções de Utilização (NÃO REUTILIZAR A BATERIA ESTÉRIL)

Bateria da chave Depuy Synthes MatrixPRO™ – Estéril (05.000.021S)

Descrição e indicações:

As baterias destinam-se a utilização com a chave Depuy Synthes MatrixPRO. Consulte as instruções da chave MatrixPRO para uma descrição completa do uso de baterias com a chave MatrixPRO (05.000.020).

Avisos:

- Não reutilizar, não lavar, não esterilizar nem esterilizar em autoclave.
- Não sujeite as baterias a temperaturas superiores a 176°F/80°C

Cuidados:

- Evite colocar a bateria com os contactos virados para baixo em superfícies metálicas.
- Elimine a bateria de acordo com a política do hospital ou leis locais.

Instruções de uso 05.000.021S – Bateria da chave MatrixPRO – Estéril (Exclusivamente descartável – Não esterilize novamente)

O conjunto de baterias foi esterilizado usando o método de irradiação gama. Remova o conjunto de baterias dos estojos (interior e exterior), em conformidade com o protocolo do hospital, e empregue procedimentos de transferência asséticos. Antes da utilização, verifique visualmente os estojos quanto a sinais de danos. Se os estojos apresentarem evidência de danos, NÃO os use. Não existe um método aprovado de reesterilização da bateria.

Para instalar a bateria da **chave MatrixPRO – Estéril**, oriente a seta preta da bateria com a seta branca da ferramenta. Insira bem a bateria no respetivo anel de montagem até que as linguetas façam "clique" e fixem bem a bateria. Puxe cuidadosamente a bateria para confirmar que está fixa.

Prima e mantenha premido (pelo menos, durante um segundo) um dos botões para iniciar a autoverificação da chave e a ativação para modo de disponibilidade. O motor da chave deve funcionar assim que a autoverificação estiver completa durante 3-5 segundos.

Consulte as instruções para uso da chave DePuy Synthes MatrixPRO para obter umas instruções completas de funcionamento.



ELIMINAÇÃO

A eliminação de desperdícios tem de ser realizada de acordo com as normas locais e nacionais aplicáveis.










Resolução de problemas:

Problema	Solução
A chave para durante o funcionamento e não reinicia com um botão premido	A bateria está descarregada. Use uma bateria nova.
A chave não se liga	<ul style="list-style-type: none">• Confirme se a verificação de autodiagnóstico foi concluída com êxito, como indicado por uma luz fixa por baixo dos botões.• Se o problema persistir, retire a bateria e substitua-a por uma nova (não utilizada). Aguarde que a verificação de autodiagnóstico seja concluída com êxito, e que tal esteja indicado por uma luz fixa por baixo dos botões.• Se o problema persistir, não use a chave MatrixPRO – devolva a chave à DePuy Synthes para reparação ou substituição.

SÍMBOLOS

	Fabricante/Data de fabrico		Uso por
V	Volts	CC	Corrente contínua
REF	Número de catálogo	LOT	Código do lote

Bateria Estéril da Chave MatrixPRO™
Instruções de Utilização (NÃO REUTILIZAR A BATERIA ESTÉRIL)

	Esterilizado por radiação		Quantidade
	NÃO reutilizar		Não esterilizar em autoclave
	Recolha separada		NÃO incinerar
	Não submergir		Seta de alinhamento da bateria/chave
	Em conformidade com a Diretiva Europeia de Dispositivos Médicos		

Especificações técnicas:

Número do produto: 05.000.021S

Classificação: Fonte autónoma de energia elétrica. Em conformidade com a IEC 60601-1:2005/A1:2012, Edição 3.1 (3.ª edição + Alteração 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 N.º 60601-1:14.

Potência: 8 V, 550 mAh

Tipo: Primário (não recarregável), lítio metálico

Química: Óxido de cobalto, níquel e lítio

Condições de funcionamento: 10°C a 35°C (50°F a 95°F): 20% a 75% de humidade relativa, sem condensação, 70 kPa a 106 kPa, apenas uso em espaços interiores

Altitude de funcionamento: 3000 m, no máx

Condições de envio e armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F): 5% a 95% de humidade relativa, sem condensação, 47 kPa a 106 kPa, apenas uso em espaços interiores.

A lei federal restringe a venda deste dispositivo por médicos ou com receita médica.

Distribuído pela DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Telefone: (719) 481-5300
 Para encomendar: (800) 523-0322
 Fax: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Suíça
 Telefone: +41 61 965 61 11
 Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Fabricado pela Pro-Dex:



Pro-Dex Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614 – EUA
 Telefone: (800) 562 6204
 Fax: (949) 769-3281

Representante autorizado

Serviços de Conformidade Europeus
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, UK
 +44(0)1793 784 113