

Sterilná batéria skrutkovača MatrixPRO™

Návod na použitie (STERILNÚ BATÉRIU NEPOUŽÍVAJTE OPAKOVANE)

Sterilná batéria skrutkovača MatrixPRO™ od spoločnosti Depuy Synthes (05.000.021S)

Popis a indikácie:

Batérie sú určené na použitie so skrutkovačom MatrixPRO od spoločnosti Depuy Synthes. V pokynoch ku skrutkovaču MatrixPRO si prečítajte úplný popis použitia batérie so skrutkovačom MatrixPRO (05.000.020).

UPOZORNENIA:

- Nepoužívajte opakovane, neumývajte, nesterilizujte, ani neautoklávuajte.
- Nezahrievajte batériu na teplotu vyššiu ako 80 °C (176 °F).

Varovania:

- Nekladte batériu s kontaktmi smerom nadol na kovový povrch.
- Batériu zlikvidujte v súlade s predpismi nemocnice alebo s miestnymi zákonmi.

Návod na používanie 05.000.021S – Sterilná batéria skrutkovača MatrixPRO (na jednorazové použitie – nesterilizujte opakovane)

Balenie batérie bolo sterilizované metódou gama iriadiácie. Vyberte batériu z obalov (vnútorného a vonkajšieho) v súlade s protokolom nemocnice a preneste je aseptickým spôsobom. Pred použitím skontrolujte, či obaly nie sú poškodené. Ak je na obaloch viditeľné poškodenie, balenie batérií NEPOUŽÍVAJTE. Neexistuje žiadna schválená metóda opakovaného sterilizovania.

Ak chcete nainštalovať **sterilnú batériu skrutkovača MatrixPRO**, nasmerujte čiernu šípku na batérii oproti bielej šípke na skrutkovači. Pevne zatlačte batériu do objímky, až kým západky „nezacvaknú“ a zaistíte batériu na svojom mieste. Opatrne potiahnite za batériu, aby ste sa uistili, že je zaistená na svojom mieste.

Stlačte a podržte (najmenej na 1 sekundu) jedno z tlačidiel, ktorým spustíte automatickú kontrolu skrutkovača a pohotovostný režim. Po dokončení automatickej kontroly, približne 3 – 5 sekúnd, sa má spustiť motor skrutkovača.

Celé pokyny týkajúce sa prevádzky si prečítajte v Návode na použitie skrutkovača MatrixPRO od spoločnosti DePuy Synthes.



INFORMÁCIA O LIKVIDÁCI

Likvidácia odpadu sa musí vykonávať v súlade príslušnými federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi.

Riešenie problémov:

Problém	Riešenie
Skrutkovač sa počas prevádzky zastaví a po stlačení tlačidla sa nechce znova spustiť.	Batéria je vybitá. Použite novú batériu.
Skrutkovač sa nechce zapnúť.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či úspešne prebehla samodiagnostická kontrola, po ktorej tlačidlá svietia neprerušovane.• Ak problém pretrváva, vyberte batériu a vymeňte ju za novú (nepoužitú). Nechajte úspešne prebehnúť samodiagnostickú kontrolu, po ktorej tlačidlá svietia neprerušovane.• Ak problém pretrváva, nepoužívajte skrutkovač MatrixPRO – odovzdajte skrutkovač spoločnosti DePuy Synthes na opravu alebo na výmenu.

SYMBOLY

	Výrobca/Dátum výroby		Použiteľné do
V	Volty	DC	Jednosmerný prúd
REF	Katalógové číslo	LOT	Kód šarže
STERILE R	Sterilizované iriadiáciou	QTY	Množstvo

Sterilná batéria skrutkovača MatrixPRO™
Návod na použitie (STERILNÚ BATÉRIU NEPOUŽÍVAJTE OPAKOVANE)

	NEPOUŽÍVAJTE opakovane		Neautoklávuajte
	Separovaný zber		NESPAĽUJTE
	Neponárajte		Zarovnávací šípka batérie/skrutkovača
	Vyhovuje ustanoveniam smernice EÚ pre zdravotnícke zariadenia		

Technické parametre:

Číslo výrobu: 05.000.021S

Klasifikácia: Samostatný zdroj elektrickej energie. Vyhovuje normám IEC 60601-1:2005/A1:2012, vydanie 3.1 (3. vydanie + Dodatok č. 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

Napájanie: 8 V, 550 mAh

Typ: Primárna (nenabíjateľná), lítium, kov

Chemické zloženie: Lítium Nikel Kobalt Oxid

Podmienky pre prevádzku: 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F): 20 % až 75 % relatívna vlhkosť bez kondenzácie, 70 kPa až 106 kPa, použitie iba v interiéri

Nadmorská výška pre prevádzku: Maximálne 3 000 m

Podmienky pre prepravu a uchovávanie: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F): 5 % až 95 % relatívna vlhkosť bez kondenzácie, 47 kPa až 106 kPa, použitie iba v interiéri.

Podľa federálnych zákonov (USA) je možné toto zariadenie predávať len lekárom alebo na predpis lekára.

Distribútor spoločnosti DePuy
Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Telefónne číslo: (719) 481-5300
 Objednávky: (800) 523-0322
 Fax: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Švajčiarsko
 Telefónne číslo: +41 61 965 61 11
 Fax: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com

Vyrobila spoločnosť Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Telefónne číslo: (800) 562 6204
 Fax: (949) 769-3281

Autorizovaný zástupca

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, UK
 +44(0)1793 784 113