

MatrixPRO™ sterilt batteri för skruvdragare

Bruksanvisning (ÅTERANVÄND INTE DET STERILA BATTERIET)

Depuy Synthes MatrixPRO™ sterilt batteri för skruvdragare (05.000.021S)

Beskrivning och anvisningar:

Batterierna är avsedda för användning med Depuy Synthes MatrixPRO skruvdragare. Se bruksanvisningen för MatrixPRO skruvdragare för en fullständig beskrivning av batterianvändning för MatrixPRO skruvdragare (05.000.020).

VARNINGAR:

- Återanvänd inte, tvätta inte av, sterilisera inte och autoklavera inte
- Värm inte upp batteriet över 80°C

Försiktighetsåtgärder:

- Undvik att placera batteriet med kontakterna nedåt på metalliska ytor.
- Kassera batteriet enligt sjukhusets policy eller lokal lagstiftning.

Bruksanvisning 05.000.021S –MatrixPRO sterilt batteri för skruvdragare (Endast för engångsbruk - Omsterilisera inte)

Batterisatsen har steriliserats med användning av gammabestrålningsmetoden. Ta ut batterisatsen från påsförpackningarna (inner- och ytterförpackning) enligt sjukhusets rutiner och tillämpa aseptiska överföringsförfaranden. Se till att visuellt besiktiga påsförpackningarna före användning för tecken på skada. Om påsförpackningarna visar tecken på skada, använd INTE batterisatsen. Det finns ingen godkänd metod för omsterilisering av batteriet.

För att installera MatrixPRO **sterilt batteri för skruvdragare**, rikta den svarta pilen på batteriet mot den vita pilen på skruvdragaren. För stadigt in batteriet i fästingen tills flikarna "klickar" och se till att batteriet sitter säkert på plats. Dra försiktigt i batteriet för att kontrollera att det sitter fast på plats.

Tryck ned och håll (i minst 1 sekund) en av knapparna nedtryckt för att starta skruvdragarens självkontroll och försätta den i färdigläge. Skruvdragarens motor bör vara i gång så snart självkontrollen är slutförd, inom cirka 3-5 sekunder.

Se bruksanvisningen för DePuy Synthes MatrixPRO skruvdragare för fullständiga driftsanvisningar.



KASSERING

Avfall måste kasseras i enlighet med tillämpliga statliga och lokala bestämmelser.

Felsökning:

Problem	Lösning
Skruvdragaren stannar under drift och startar inte om med knappen nedtryckt.	Batteriet är slut. Använd nytt batteri.
Skruvdragaren går inte att slå på.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att den självdiagnostiska kontrollen är helt slutförd, vilket indikeras genom ett fast ljus under knappensatsen.• Om problemet kvarstår, ta ur batteriet och ersätt det med ett nytt (oanvänt) batteri. Låt den självdiagnostiska kontrollen slutföras, vilket indikeras genom ett fast ljus under knapparna.• Om problemet kvarstår använd inte MatrixPRO skruvdragare – returnera skruvdragaren till DePuy Synthes för reparation eller utbyte.

SYMBOLER

	Tillverkare/Tillverkningsdatum		Använd senast
V	Volt	DC	Likström
REF	Katalognummer	LOT	Nummer på tillverkningsatts
STERILE R	Steriliserat genom bestrålning	QTY	Antal

MatrixPRO™ sterilt batteri för skruvdragare
Bruksanvisning (ÅTERANVÄND INTE DET STERILA BATTERIET)

	Återanvänd INTE		Autoklavera inte
	Separat insamling		Förbränn INTE
	Sänk inte ned i vatten		Pil för inriktning av batteri/skruvdragare
	Överensstämmer med EU-direktivet om medicintekniska produkter		

Tekniska specifikationer:

Produktnummer: 05.000.021S

Klassificering: Oberoende elektrisk kraftkälla. Överensstämmer med IEC 60601-1:2005/A1:2012, Utgåva 3.1 (3:e utgåvan + Tillägg 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

Märkeffekt: 8 V, 550 mAh

Typ: Primär (icke omladdningsbar), litiummetall

Kemi: Litium-nickel-koboltoxid

Driftförhållanden: 10°C till 35°C: 20 % till 75 % relativ fuktighet, icke-kondenserande, 70 kPa till 106 kPa, endast för inomhusbruk

Driftshöjd: Upp till 3000 m max.

Transport- och förvaringsförhållanden: -20°C till 60°C: 5 % till 95 % relativ fuktighet, icke-kondenserande, 47 kPa till 106 kPa, endast för inomhusbruk.

Dessa enheter får enligt federal lagstiftning (USA) endast säljas av eller på ordination av en läkare.

Distribuerat av DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC

1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132, USA

Telefon: +1 (719) 481-5300

För att beställa: +1 (800) 523-0322

Fax: +1 (800) 796-8437

Synthes GmbH

Eimattstrasse 3

4436 Oberdorf

Schweiz

Telefon: +41 61 965 61 11

Fax: +41 61 965 66 00

www.depuysynthes.com

Tillverkat av Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.

2361 McGaw Ave.

Irvine, CA 92614, USA

Telefon: +1 (800) 562 6204

Fax: +1 (949) 769-3281

Auktoriserad representant

European Compliance Services

Greyfriars Court

Paradise Square

Oxford, OX11BE, Storbritannien

+44(0)1793 784 113