

MatrixPRO™ Sürücüsü Steril Bataryası Kullanma Talimatı (STERİL BATARYAYI TEKRAR KULLANMAYIN)

Depuy Synthes MatrixPRO™ Sürücüsü Bataryası - Steril (05.000.021S)

Tanım ve Endikasyonlar:

Bataryalar Depuy Synthes MatrixPRO Sürücüsüyle kullanılmak üzere. Lütfen MatrixPRO Sürücüsü (05.000.020) ile batarya kullanımının tam tanımı için MatrixPRO Sürücüsü talimatına başvurun.

UYARILAR:

- Tekrar kullanmayın, yıkamayın, sterilize etmeyin veya otoklava sokmayın
- Bataryayı 80 °C/176 °F üzerine ısıtmayın

Dikkat Edilecek Noktalar:

- Bataryayı yüz aşağı, kontak kısımları metal yüzeylere doğru olacak şekilde yerleştirmekten kaçının.
- Bataryayı hastane politikası veya yerel kanunlara göre atın.

Kullanma Talimatı 05.000.021S –MatrixPRO Sürücüsü Bataryası - Steril (Sadece Tek Kullanımlıktır - Tekrar Sterilize Etmeyin)

Batarya paketi gamma radyasyon yöntemi kullanılarak sterilize edilmiştir. Batarya paketini poşetlerden (iç ve dış) hastane protokolüne göre çıkarın ve aseptik transfer işlemleri kullanın. Kullanım öncesinde poşetleri hasar bulguları açısından görsel olarak inceleyin. Poşetlerde hasar bulgusu varsa batarya paketini KULLANMAYIN. Bataryayı tekrar sterilize etmek için onaylanmış bir yöntem yoktur.

MatrixPRO Sürücüsü Bataryası - Steril yerleştirmek için bataryadaki siyah okla sürücüdeki beyaz oku hizalayın. Bataryayı batarya montaj halkasına, çıkıntılar "tıklayıp" bataryayı güvenli bir şekilde yerine kilitleninceye kadar sıkıca yerleştirin. Yerine kilitlendiğini doğrulamak üzere bataryayı yavaşça çekin.

Sürücü kendi kendine kontrolünü başlatmak ve hazır modu için gücü açmak üzere düğmelerden birine basıp basılı tutun (en az 1 saniye). Sürücü motoru, kendi kendine kontrol 3-5 saniye içinde tamamlandıktan sonra çalışacaktır.

Tam çalıştırma talimatı için DePuy Synthes MatrixPRO Sürücüsü kullanma talimatına başvurun.



ATMA

Atıkların atılması ilgili Ulusal, Bölgesel ve Yerel düzenlemelere göre olmalıdır.




Sorun Giderme:

Problem	Çözüm
Sürücü, çalışma sırasında durur ve düğmeye basılıyken tekrar başlamaz.	Batarya bitmiştir. Yeni batarya kullanın.
Sürücü açılmaz	<ul style="list-style-type: none">• Düğme pedi altında sabit bir ışıkla gösterildiği gibi kendi kendine diagnostik kontrolün başarıyla tamamlandığını doğrulayın.• Sorun devam ederse bataryayı çıkarın ve yeni (kullanılmamış) bir bataryayla değiştirin. Düğmeler altında sabit bir ışıkla gösterildiği gibi kendi kendine diagnostik kontrolün başarıyla tamamlanmasını bekleyin.• Sorun devam ederse MatrixPRO Sürücüsünü kullanmayın – sürücüyü tamir veya değiştirme için DePuy Synthes'e geri gönderin.

SEMBOLLER

	Üretici/Üretim Tarihi		Son kullanma tarihi
V	Volt	DC	Doğrudan Akım
REF	Katalog Numarası	LOT	Parti Kodu
STERILE R	Radyasyonla sterilize edilmiştir	QTY	Adet

MatrixPRO™ Sürücüsü Steril Bataryası
Kullanma Talimatı (STERİL BATARYAYI TEKRAR KULLANMAYIN)

	Tekrar KULLANMAYIN		Otoklava sokmayın
	Ayrı toplama		YAKMAYIN
	Sıvılara batırmayın		Batarya/sürücü hizalama oku
	Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifiyle Uyumludur		

Teknik Spesifikasyonlar:

Ürün Numarası: 05.000.021S

Sınıflandırma: Bağımsız elektriksel güç kaynağı. Şunlarla uyumludur: IEC 60601-1:2005/A1:2012, 3.1 Edisyon (3. edisyon + Ek 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

Güç Derecesi: 8 V, 550 mAh

Tip: Primer (tekrar şarj edilemez), Lityum metal

Kimya: Lityum Nikel Kobalt Oksit

Çalıştırma koşulları: 10 °C - 35 °C (50 °F - 95 °F): %20 - %75 Bağıl Nem yoğunlaşmayan, 70 kPa - 106 kPa, sadece iç mekân kullanımı için

Çalıştırma rakımı: 3000 m maks

Sevkiyat ve saklama koşulları: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F): %5 - %95 Bağıl Nem yoğunlaşmayan, 47 kPa - 106 kPa, sadece iç mekan kullanımı için.

A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.

*DePuy Synthes tarafından
dağıtılmaktadır:*



Synthes USA, LLC
1101 Synthes Avenue
Monument, CO 80132
Telefon: (719) 481-5300
Sipariş için: (800) 523-0322
Faks: (800) 796-8437

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
İsviçre
Telefon: +41 61 965 61 11
Faks: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com

Pro-Dex tarafından üretilmiştir:



Pro-Dex, Inc.
2361 McGaw Ave.
Irvine, CA 92614
Telefon: (800) 562 6204
Faks: (949) 769-3281

Yetkili Temsilci

European Compliance Services
Greyfriars Court
Paradise Square
Oxford, OX11BE, UK
+44(0)1793 784 113